



# Sollutio

Soluções Diagnósticas Integradas

## FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (DEVE ACOMPANHAR AMOSTRA) – (FRE\_CD34v2)

Nome do paciente: \_\_\_\_\_ Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Idade: \_\_\_\_ anos \_\_\_\_\_ meses      Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino      Registro: \_\_\_\_\_

Instituição solicitante: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Médico Solicitante: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

CRM: \_\_\_\_\_

### MATERIAL:

( ) Medula Óssea ( ) Sangue Periférico ( ) Bolsa de Medula Óssea ( ) Bolsa de Sangue Periférico

Nome do Coletador: \_\_\_\_\_

Data de coleta: \_\_\_\_\_ Horário da coleta: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ Quantidade coletada: \_\_\_\_\_

Peso do paciente (Kg): \_\_\_\_\_ Volume da Bolsa (mL): \_\_\_\_\_

### INDICAÇÕES CLÍNICAS:

\_\_\_\_\_

### QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS CD34+

#### PARA EXAME DE CITOMETRIA DE FLUXO

\_\_\_\_\_

( ) Quantificação de células CD34+

\_\_\_\_\_

ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO, PREFERENCIALMENTE, PELO MÉDICO SOLICITANTE.  
INFORMAÇÕES SOBRE A COLETA ESTÃO RESUMIDAS A SEGUIR.

\_\_\_\_\_





## INSTRUÇÕES PARA COLETA

### CITOMETRIA DE FLUXO - QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS CD34+

---

A quantificação de CD34+ é realizada através da Citometria de Fluxo que é o método utilizado para examinar, classificar e contar células em suspensão; é utilizada na identificação e classificação de grupos celulares baseando-se na marcação de antígenos de superfície ou de citoplasma das células utilizando-se de anticorpos monoclonais (CDs). Para uma correta avaliação do material enviado, as células devem estar viáveis e adequadamente preservadas.

- Identificar adequadamente o tubo.
  - Medula Óssea ou Sangue Periférico deverão ser coletados em tubo de EDTA K3 (o mesmo de hemograma).
  - Certificar-se de que o material não está coagulado ou hemolisado.
  - Acondicionar o material em embalagem própria fornecida pelo Laboratório Sollutio ou em caixas de isopor em temperatura ambiente, **SEM** gelo.
  - O tempo entre a coleta dos materiais e a chegada destes ao Laboratório Sollutio não deverá exceder 24h.
- Os resultados finais serão liberados em **até 24 horas**, a partir da chegada ao Laboratório Sollutio.

### INFORMAÇÕES GERAIS:

---

- Lembre-se sempre de identificar correta e individualmente cada amostra e anexar a cada uma delas o devido formulário.
- Em caso de dúvidas, acesse o nosso site [sollutiodiagnosticos.com.br](http://sollutiodiagnosticos.com.br) ou entre em contato pelo telefone (19) 2519-6861.

